

Wident

PIEZAS DE MANO

- Peso ligero
- Libre de vibraciones
- Confort durante su uso
- Maniobra suavemente



NUEVO
PRODUCTO

Wident

PIEZA DE ALTA
CON LUZ LED

MOD. CX207-F




297-0001

Pieza de Alta con Luz Led Mod. CX207-F



Generador eléctrico único, solo un poco de aire puede generar suficiente energía.



Información Técnica:

- Pieza de Mano de alta velocidad: 3 vías, rociado de aire triple
- Tipo de agarre: Push Button
- Ruido: ≤ 70 db
- Presión de aire en el extremo trasero de HP: 0.20-0.22 MPA.
- Fresa aplicable: $\varnothing 1.59$ - $\varnothing 1.6$ mmx21-23mm
- Velocidad de rotación: $\leq 300,000$ rpm



Impulsor Equilibrado

Cartucho aprobado por la prueba de la máquina alemana de balance dinámico.

Libre de Soldadura

¡Cabezal completo (con fresado Digital), más estable!

Cuerpo elegante, simple, portátil, fácil de limpiar, fácil de controlar.

Flush de 3 vías, rociado de aire triple.

Cabezal y cartucho con estructura anti-retracción.




Fuente de luz LED profesional de brillo superior. Longevidad de 10,000 horas.

Wident

Wident


PIEZA DE ALTA

MOD. CX207-W



297-0003

Pieza de Alta Mod. CX207-W



Buen sistema de enfriamiento
Botón de Presión suave.

Resistente al desgaste
Operación eficiente.

Cartucho aprobado por la prueba de la máquina alemana de balance dinámico.

Cuerpo elegante, simple, fácil de limpiar, fácil de controlar.

Rociado de 3 vías, rociado de aire triple. Cabezal y cartucho con estructura anti-polvo.



Información Técnica:

- Pieza de Mano de alta velocidad: 3 vías, rociado de aire triple
- Tipo de agarre: Push Button
- Ruido: ≤ 68 db
- Presión de aire en el extremo trasero de HP: 0.20-0.22 MPA.
- Fresa aplicable: $\varnothing 1.59$ - $\varnothing 1.6$ mmx21-23mm
- Velocidad de rotación: $\leq 300,000$ rpm



Wident

PIEZA DE ALTA

MOD. CX207



297-0005

Pieza de Alta Mod. CX207




Información Técnica:

- Pieza de Mano de alta velocidad: 1 vía, rociado de aire
- Tipo de agarre: Push Button
- Ruido: ≤ 65 db
- Presión de aire en el extremo trasero de HP: 0.20-0.22 MPA.
- Fresa aplicable: $\varnothing 1.59$ - $\varnothing 1.6$ mmx21-23mm
- Velocidad de rotación: $\leq 300,000$ rpm

Cabezal diseñado para evitar la entrada de fluidos orales y otras impurezas en la pieza de mano.

Cartucho aprobado por la prueba de la máquina alemana de balance dinámico.

Cuerpo elegante, simple, fácil de limpiar, fácil de controlar.



Wident

PIEZA DE BAJA

MOD. CX235-3F



- Tipo de Spray: interno y externo.
- Tipo de Orificio: 2 orificios para adaptarse a diferentes sistemas de suministro de aire.
- Velocidad de Rotación: capacidad para alcanzar hasta 20,000 rmp.
- Esterilización: Apto para esterilización en autoclave.
- Superficie Antideslizante: Facilita la limpieza sencilla y proporciona un agarre seguro y cómodo durante su uso.



297-0010

Wident



PIEZA DE MANO ELÉCTRICA 1:5

MOD. CX235-C7



Información Técnica:

- Tipo de agarre: Push Button
- Rociado: canal interno
- Fresa aplicable: $\varnothing 1.6$ mm
- Velocidad de rotación: 20,000rpm

297-0020

Wident

CONTRA ÁNGULO

MOD. CX235-C1



Información Técnica:

- **Pieza de mano de baja velocidad:** Transmisión directa 1:1
- **Tipo de agarre:** Botón de presión
- **Rociado:** canal interno
- **Fresa aplicable:** 02.35-0.016mm
- **Velocidad de rotación:** max 40,000rpm

297-0030

CONTRA ÁNGULO

MOD. CX235-2A



Información Técnica:

- **Pieza de mano de baja velocidad:** Transmisión directa 1:1
- **Rociado:** canal interno
- **Fresa aplicable:** Quirúrgica 02.35-0.016mm
- **Velocidad de rotación:** max 40,000rpm

297-0031

Wident



KIT - 1 PIEZAS DE MANO

MOD. CX207 / CX235-A



Contenido:

- 2 Piezas de alta - Mod. CX207
- 1 Pieza de baja - Mod. CX235-2A
- 1 Cabezal recto
- 1 Contrángulo 1:1

297-0040

Wident



KIT - 2 PIEZAS DE MANO

MOD. CX207 / CX235-A



Contenido:

- 1 Piezas de alta - Mod. CX207 (Botafresa)
- 1 Pieza de baja - Mod. CX235-2A
- 1 Cabezal recto
- 1 Contrángulo 1:1

297-0045

Wident



TINA ULTRASÓNICA

MOD. DB4820

La Tina Ultrasónica es una máquina de limpieza de precisión que utiliza tecnología ultrasónica para eliminar de manera eficiente y suave la suciedad, las impurezas y los residuos de una amplia variedad de objetos y superficies.

Con su capacidad de 2.5 litros, esta tina es ideal para la limpieza de piezas pequeñas y delicadas.

Información Técnica:

- **Capacidad:** 2.5 litros
- **Poder Ultrasónico:** 70W
- **Potencia de calentamiento:** 100W
- **Frecuencia Ultrasónica:** 42.000 Hz
- **Material del Tanque:** Acero inoxidable
- **Timer Digital de 5 ciclos:** 90 a 480 segundos
- **Dimensiones del Tanque:** 25 x 15 x 8 cm
- **Dimensiones de la unidad principal:**
35 x 26 x 23 cm (largo x ancho x alto)
- **Peso:** 3 kg

297-0050

Wident

Wident



 **Guadalajara (Matriz)**
Industria del Plástico 2113
Fracc. Industrial Zapopan, Norte
Zapopan, Jalisco, México.
info@dental.com.mx
+52 (33) 3833-0333

 **CDMX**
Alzate 118, Eje 1 Norte
Col. Santa María de la Rivera
Delegación Cuauhtémoc
mdcmex@dental.com.mx
+52 (55) 5547-4747

www.dental.com.mx

 / [mcdentaloficial](#)