

INNOVACIÓN Y PRECISIÓN
EN FRESADO CON:

imes-icore®
Dental & Medical Solutions

CORiTEC 150i dry



**Fresado de metal
Cromo cobalto**
directo en disco.



CORiTEC 150i PRO



**Fresa una corona en
12 minutos**

La fresadora en seco más poderosa y compacta para tu laboratorio dental

Especialización en seco:
Diseñada específicamente para fresado en seco con 5 ejes.

Adaptable a todo material:
Desde cromo cobalto hasta zirconia, cera, pmma, peek.

Innovación y precisión:
Tecnología alemana con 10 fresas y rotación de ángulo 360° / 130°.

La elección predilecta:
para laboratorios que buscan especializarse en fresado seco.

La fresadora híbrida más poderosa y compacta para tu laboratorio dental

Híbrida y Versátil:
Fresado en húmedo y seco con 5 ejes simultáneos.

Precisión Alemana:
Control de longitud de fresa con una precisión de 2 micras.

Rápida y Eficiente:
Fresa una corona en solo 12 minutos.

Material para cada necesidad:
Desde zirconio hasta cera, pasando por disilicato de litio y cerámica híbrida. La opción ideal para laboratorios que buscan maximizar su rendimiento.

¡Elige hoy **la fresadora** que transformará tu trabajo!



Guadalajara (Matriz)
Industria del Plástico 2113
Fracc. Industrial Zapopan, Norte
Zapopan, Jalisco, México.
mdc@dental.com.mx
+52 (33) 3833-0333

CDMX
Alzate 118, Eje 1 Norte
Col. Santa María de la Rivera
Delegación Cuauhtémoc
mdcmex@dental.com.mx
+52 (55) 5547-4747



¡Conoce los planes de
Financiamiento!

+52 1 33 1141 9407

/mdcdentaloficial

www.dental.com.mx

01 (800) 3637-800

La opción más poderosa
y compacta para tu Clínica dental

CORiTEC one⁺

Fresa carillas, incrustaciones y coronas en disilicato de litio en

Sólo 10 minutos

- Fresa en **húmedo** y **seco**, provisionales en PMMA con ajuste perfecto para un óptimo manejo de los tejidos blandos.
- No requiere **compresor de aire externo**.
- 5 ejes



MATERIALES:

- Zirconio
- Pilares prefabricados en titanio
- Pilares prefabricados en Cromo cobalto
- Disilicato de litio
- Cerámica híbrida
- Metal pre-sinterizado
- Composite
- PEEK
- PMMA
- Cera

Puede fresar **6 cubos de disilicato de litio** al mismo tiempo.

