

Dürum



MÁXIMA
RESISTENCIA
CON LA MEJOR
PRECISIÓN

 **MDC**[®]
DENTAL

MÁXIMA RESISTENCIA CON LA MEJOR PRECISIÓN

Yeso de alta resistencia tipo IV con carga resinosa, utilizado para la obtención de modelos maestros o positivos que requieren de mayor resistencia, dureza, estabilidad dimensional, así como una expansión mínima de fraguado.

Características

- Yeso piedra tipo IV
- Gran Dureza
- Baja expansión
- Fluidez
- Tixotrópico
- No interacciona con otros materiales

Presentaciones



Gris



Marfil



Características

Expansión de fraguado

Resistencia a la compresión

Tiempo de mezclado

Tiempo de fraguado normal

Relación agua/polvo

Especificaciones

0.08%

seco (48 h) 95 MPa
húmedo (1h) 52 MPa

Mecánica 20 a 30 s
Manual 30 a 60 s

7 a 10 min

20 ml / 100 g

Ventajas



Fácil de trabajar



Precisión y estabilidad dimensional



Fraguado Rápido



Óptima Textura de la superficie endurecida



📍 **Guadalajara (Matriz)**
Industria del Plástico 2113
Fracc. Industrial Zapopan, Norte
Zapopan, Jalisco, México.
mdc@dental.com.mx
+52 (33) 3833-0333

📍 **CDMX**
Alzate 118, Eje 1 Norte
Col. Santa María de la Rivera
Delegación Cuauhtémoc
mdcmex@dental.com.mx
+52 (55) 5547-4747

📍 **Estados Unidos**
17800 S. Main St. 201
Gardena CA, USA 90248
customerservice@mdcdental.com
011 (310) 352 6980

Escanea para
más información

📱 /mdcdentaloficial

🌐 www.dental.com.mx

☎ 01 (800) 3637-800