

kuraray *Noritake*



La evolución a una estética superior con resina AP-X ES-2

Es la resina monocromática restauradora fotopolimerizable y radiopaca, que proporciona una coincidencia de color precisa y una alta capacidad de pulido con unas propiedades físicas excelentes, lo que hace que resulte ideal para restauraciones tanto anteriores como posteriores.

 **MDC**[®]
DENTAL



Características y beneficios

- La única resina con tonos aprobados por **VITA**
- Difusión perfecta de luz
- Fácil pulido sin perder su brillo
- Sin cambios visibles de color

Aplicaciones restaurativas

- Aplicaciones Restaurativas: Restauraciones directas para todos los tipos de cavidades en dientes anteriores y posteriores
- Veneers / frentes estéticos
- Corrección de posición y formas de dientes (ej. cierre de diastema, dientes enanos, etc.)
- Reparaciones intraorales de restauraciones fracturadas

Kits Disponibles

253-3790 CLEARFIL AP-X ES-2 SYRINGE PROFESSIONAL KIT

- Tonos Classic: A1, A2, A3, A3.5 (3.6g/2.0 ml c/u)
- Tonos Premium: A1E, A2E, A3, A3.5E, A1D, A2D, A3D, A3.5D (3.6g/2.0 ml c/u)
- Translúcidos: Clear, Amber, Blue, Gray (1.8g/0.9ml c/u)
- 1 guía de tonos

253-3792 CLEARFIL AP-X ES-2 SYRINGE INTRODUCTORY KIT

253-3796 CLEARFIL AP-X ES-2 SYRINGE TRIAL A2

253-3797 CLEARFIL AP-X ES-2 SYRINGE TRIAL A3

253-3850 CLEARFIL AP-X ES-2 PLT A1 (0.25 g X 20 PIEZAS)

253-3851 CLEARFIL AP-X ES-2 PLT A2 (0.25 g X 20 PIEZAS)

253-3852 CLEARFIL AP-X ES-2 PLT A3 (0.25 g X 20 PIEZAS)

También disponible para su venta individual

	A1	A2	A3	A3.5	A4	A6	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	XW	W
TONOS CLASSIC*	[Color swatches for Classic tones]																	
Jeringa	253-3800	253-3801	253-3802	253-3803	253-3804	253-3805	253-3806	253-3807	253-3808	253-3809	253-3810	253-3811	253-3812	253-3813	253-3814	253-3815	253-3816	253-3817
PLT	253-3850	253-3851	253-3852															

Cada jeringa Classic contiene 3.6 g/2.0 ml y sus refill contienen 20 tips x 0.25 g.

	XWD	WD	A1D	A2D	A3D	A3.5D	A4D	XWE	WE	A1E	A2E	A3E	A3.5E	A4E	Clear	Blue	Gray	Amber
TONOS PREMIUM	[Color swatches for Premium tones]																	
Jeringa	253-3832	253-3833	253-3827	253-3828	253-3829	253-3830	253-3831	253-3825	253-3826	253-3820	253-3821	253-3822	253-3823	253-3824	253-3834	253-3836	253-3837	253-3835
	DENTINA							ESMALTE							TRANSLÚCIDO			

Cada jeringa Premium de Esmalte y Dentina contienen 3.6 g/2.0 ml y cada jeringa Translúcido contiene 1.8 g/0.9 ml



Matriz
 Industria del Plástico 2113
 Fracc. Industrial Zapopan, Norte
 Zapopan, Jalisco, México.
 mdc@dental.com.mx

CDMX
 Alzate 118, Eje 1 Norte
 Col. Santa María de la Rivera
 Delegación Cuauhtémoc
 mdcmx@dental.com.mx

Estados Unidos
 17800 S. Main St. 221
 Gardena CA, USA 90248
 customerservice@mdcdental.com