

Nuevo diseño de caja lateral giratoria


Fácil de mover y proporciona más espacio durante el trabajo

Materiales seleccionados

Piezas de repuesto de alta calidad
Diseño de distribución optimizado

Escupidera giratoria de vidrio

Escupidera giratoria y desmontable
Fácil de limpiar



Luz LED con sensor

- Índice de reproducción de color RA>90
- Bombillas importadas
- 3 modos de fuente de luz

Modo de control: Modo sensor y Modo botón
Modo de luz: Blanca y Amarilla y Luz mixta

Satisface las necesidades de diferentes tratamientos dentales.



Pedal multifunción

Diseño moderno, mango metálico único
con control de posición de la silla,
enjuague de la escupidera y control de llenado de
vaso

Control auxiliar multifunción

9 botones en total mejora significativamente la eficiencia del trabajo del asistente



Calentador de agua



Lavado de escupidera




Llenado de vaso




Posición para escupir



Luz de operación



Ajuste de posición del sillón



Actualización de la bandeja de instrumentos

R

Posición cero



Calentador de agua

SET

Configuración



Posición para escupir



Lavado de escupidera



Luz de operación



Posición de emergencia



Llenado de vaso



visor de radiografías



Ajuste de posición del sillón

Panel de control de 13 teclas con 6 soportes de posición

Diseño nuevo y moderno
Gran espacio con almohadilla de silicona esterilizable y anti-manchas