

Wident

MDC[®]
DENTAL



GUANTES DE **LÁTEX**
PARA EXPLORACIÓN

GUANTES DE **NITRILO**



cont.
100 pzas

GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO

Buen ajuste y sensibilidad táctil

Interior clorado o sin polvo de polímero para promover una experiencia suave al colocarlos y retirarlos.

La superficie texturizada proporciona un agarre seguro y mayor precisión en el manejo.

ESTÁNDARES DE CALIDAD

- Fabricados bajo QSR (GMP), ISO 9001:2015 y Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2016.
- Conforme a las normas ASTM D3578, EN455, ISO 11193.
- Cumplen con la Regulación de EPP (EU) 2016/425.

TAMAÑOS DE GUANTES

- Extra chico,
- Chico,
- Mediano,
- Grande,
- Extra Grande.

**El tamaño de los guantes se indica en la casilla de verificación en la caja.*

Especificaciones del producto

| | |
|----------|--|
| Tipo | Sin Polvo, No Estéril. |
| Material | Látex de Caucho Natural de Alta Calidad. |

Diseño y Características:

- **Sin Polvo:** Superficie Texturizada en la Palma o en los Dedos o Lisa, Ambidiestro, Puño con Borde, Clorado en Línea o Recubierto con Polímero.

Almacenamiento: Almacenar los guantes en un lugar seco. Evitar la luz directa del sol.

Vida útil: 5 años a partir de la fecha de fabricación.

Colores disponibles:

- | | | | |
|--|---------|--|-------------|
| | Natural | | Azul Oscuro |
| | Verde | | Negro |





cont.
100 pzas

GUANTES DE NITRILO SIN POLVO

- Protección ideal contra sustancias no deseadas o peligrosas.
- El puño con borde facilita su colocación y ayuda a prevenir que se enrolle.
- Mayor resistencia a la perforación.
- Textura completa que mejora el agarre tanto en mojado como en seco.
- Un calibre más delgado mejora la sensibilidad táctil.
- Su diseño personalizado mejora la comodidad y el ajuste.
- Es una solución alternativa para personales alérgicas al látex de caucho natural.

Estándares de Calidad

- Cumple con las normas ASTM D6319 y EN455.
- Fabricado bajo QSR (GMP), ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016
- Sistema de Gestión de Calidad.

Tamaños de Guantes

- Extra chico
- Chico
- Mediano
- Grande,
- Extra-grande.

**El tamaño de los guantes se indica en la casilla de verificación en la caja.*

Especificaciones del Producto

| | |
|----------|----------------------------------|
| Tipo | Sin polvo, No estéril. |
| Material | Látex de Nitrilo Sintético 100%. |

Diseño y Características:

- **Sin Polvo:** Revestido de polímero o clorado en línea simple, clorado doble fuera de línea, ambidiestro, superficie texturizada en dedos o palma, puño con borde.

Almacenamiento: Almacenar los guantes en un lugar seco. Evitar la luz directa del sol.

Vida útil: 5 años a partir de la fecha de fabricación.

Colores disponibles:

- Azul
- Azul aciano
- Negro
- Verde
- Violeta



Dimensiones físicas

| Dimensiones | Estándares | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|
| | Guantes Wident | ASTM D3578 | EN 455 |
| Longitud (mm) | Min 230 Min 230 300 ± 10 | Min 220 (XS, S) Min 220 (M, L, XL) | Min 240 |
| Amplitud de la palma (mm) | | | |
| XS | 76 ± 3 | 70 ± 10 | ≤ 80 |
| S | 84 ± 3 | 80 ± 10 | 80 ± 10 |
| M | 94 ± 3 | 95 ± 10 | 95 ± 10 |
| L | 105 ± 3 | 110 ± 10 | 110 ± 10 |
| XL | 113 ± 3 | 120 ± 10 | ≥ 115 |
| Grosor: Pared sencilla (mm) | | | |
| Dedos | Min 0.05 | Min 0.05 | N/A |
| Palma | Min 0.05 | Min 0.05 | N/A |

ASTM D3578: Standard Specification for Rubber Examination Gloves

EN 455: Especifica los requisitos y proporciona los métodos de prueba para guantes médicos de un solo uso.

Propiedades físicas

| Propiedad | ASTM D6319 | EN 455 |
|---------------------------------|------------|--------|
| Resistencia a la tensión (MPa) | | |
| Antes de uso | Min 14 | N/A |
| Después de uso | Min 14 | N/A |
| Estiramiento al rompimiento (%) | | |
| Antes de uso | Min 500 | N/A |
| Después de uso | Min 400 | N/A |
| Estiramiento al rompimiento (%) | | |
| Antes de uso | N/A | Min 6 |
| Después de uso | N/A | Min 6 |



Guadalajara (Matriz)
 Industria del Plástico 2113
 Fracc. Industrial Zapopan, Norte
 Zapopan, Jalisco, México.
 info@dental.com.mx
 +52 (33) 3833-0333

CDMX
 Alzate 118, Eje 1 Norte
 Col. Santa María de la Rivera
 Delegación Cuauhtémoc
 mdcemex@dental.com.mx
 +52 (55) 5547-4747



Escanea para
 más información

/mcdentaloficial

www.dental.com.mx

01 (800) 3637-800