

NUEVO YESO

MODELO

YESO PIEDRA TIPO III / DENTAL STONE MODEL



- ENFRASCADO
- MODELOS DE ESTUDIO
- ANTAGONISTAS ZÓCALOS

- MODELOS DE TRABAJO
- ZÓCALOS

MODELO

YESO PIEDRA TIPO III / DENTAL STONE MODEL

Yeso piedra resistencia tipo III.

Elaborado bajo los estándares internacionales conforme a las normas ANSI/ADA No.25 Dental Gypsum Products e ISO 6873. Garantizando un duplicado confiable, terso y estable para cualquier procedimiento dental que lo requiera.

Usos:

Enfrascado
Modelos de Estudio
Antagonistas zócalos
Modelos de trabajo
Zócalos

Ventajas



Superficie tersa al terminado



Compatibilidad con todos los materiales de llenado



Estabilidad dimensional



Bolsa hermética para evitar hidratación indeseada



Económico



Características

Expansión de fraguado	0.10%
Resistencia a la compresión	26.5 MPa (270 kg/cm ²) *
Tiempo de fraguado normal	8'00" – 10'00" *
Relación agua/polvo	24 ml / 100 g

*Valor dependiente de la temperatura y humedad ambiental

Fraguado Normal

Presentaciones



Caja con 10 bolsas de 1 kg.



Headquarter
Industria del Plástico 2113
Fracc. Industrial Zapopan, Norte
Zapopan, Jalisco, México.
mdc@dental.com.mx
+52 (33) 3833-0333

Mexico, City.
Alzate 118, Eje 1 Norte
Col. Santa María de la Rivera
Delegación Cuauhtémoc
mdcmex@dental.com.mx
+52 (55) 5547-4747

USA
17800 S. Main St. 201
Gardena CA, USA 90248
customerservice@mdcdental.com
011 (310) 352 6980



Escanea para
más información

/mdcdentaloficial

www.dental.com.mx

01 (800) 3637-800