



CON MÁS DE 90 AÑOS EN EL SECTOR DENTAL,
HORICO® ES CALIDAD Y CONFIABILIDAD MÁXIMA
PARA UN TRABAJO DE GRAN PRECISIÓN.

La mejor solución para el zircón. Trabajos eficaces
incluso en los materiales más difíciles.
Las Fresas Doradas León son nuestras taladradoras
de Diamante Premium.

 **MDC®**
DENTAL








Los fresas doradas León son aptas para materiales extremadamente duros tales como vitrocerámicas y zircón, aunque también sirven para cualquier otra preparación.

A diferencia de muchos otros productos similares, los productos de HORICO poseen una capacidad de corte un 20% superior, se calientan menos a presiones idénticas y, además, convencen por una relación precio-calidad sorprendente.

Ventajas:

- **Más rápido:** tiempo de tratamiento acortado gracias a una capacidad de corte al menos un 20% superior
- **Más fresco:** desarrollo reducido de calor, dado que se puede trabajar con menor presión
- **Más tiempo:** vida útil muy larga
- **Más económico:** relación precio-calidad imbatible



| Grano: | Normal | X-Grueso | Grueso | Fino | X-Fino | U-Fino | UU-Fino |
|--------|------------|----------|-------------|------|--------|----------|---------|
| ~ [my] | ~ 80 - 120 | ~ 180 | ~ 120 - 135 | ~ 45 | ~ 35 | ~ 5 - 15 | ~ 2 - 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
| Order Nr.: | AuFG 173C | AuFG 173 | AuFG 198 | AuFG 198 | AuFG 198 | AuFG 198G | AuFG 198X | AuFG 198 | AuFG 198G | AuFG 198X | AuFG 198 | AuFG 198C | AuFG 198G | AuFG 198X | AuFG 198X | AuFG 198X | AuFG 199 | AuFG 199C | |
| SHANK | 016 | 018 | 010 | 012 | 014 | 014 | 014 | 016 | 016 | 016 | 018 | 018 | 018 | 018 | 018 | 018 | 021 | 019 | 010 |
| SHAPE | 016 | 018 | 010 | 012 | 014 | 014 | 014 | 016 | 016 | 016 | 018 | 018 | 018 | 018 | 018 | 018 | 021 | 019 | 010 |
| Ø | 0639 | 0638 | 0640 | 0641 | 0642 | 0644 | 0647 | 0508 | 0645 | 0648 | 0643 | 0509 | 0510 | 0649 | 0713 | 0650 | 0511 | 0655 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Order Nr.: | AuFG 199 | AuFG 199F | AuFG 199G | AuFG 199 | AuFG 199 | AuFG 199F | AuFG 199G | AuFG 199X | AuFG 199 | AuFG 199G | AuFG 199X | AuFG 237 | AuFG 237 | AuFG 237 | AuFG 237 | AuFG 238 | AuFG 238 | AuFG 238 |
| SHANK | 012 | 012 | 012 | 014 | 016 | 016 | 016 | 016 | 018 | 018 | 018 | 008 | 010 | 012 | 014 | 010 | 012 | 014 |
| SHAPE | 012 | 012 | 012 | 014 | 016 | 016 | 016 | 016 | 018 | 018 | 018 | 008 | 010 | 012 | 014 | 010 | 012 | 014 |
| Ø | 0651 | 0512 | 0657 | 0652 | 0653 | 0656 | 0513 | 0514 | 0654 | 0515 | 0658 | 0661 | 0516 | 0662 | 0663 | 0664 | 0665 | 0666 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Order Nr.: | AuFG 238G | AuFG 238 | AuFG 239 | AuFG 239 | AuFG 239 | AuFG 249 | AuFG 249F | AuFG 249 | AuFG 249F | AuFG 249 | AuFG 249F | AuFG 250 | AuFG 250F | AuFG 250 | AuFG 250F | AuFG 257 | AuFG 257C | AuFG 257 |
| SHANK | 014 | 016 | 014 | 016 | 021 | 010 | 010 | 012 | 012 | 014 | 014 | 012 | 012 | 014 | 014 | 016 | 016 | 018 |
| SHAPE | 014 | 016 | 014 | 016 | 021 | 010 | 010 | 012 | 012 | 014 | 014 | 012 | 012 | 014 | 014 | 016 | 016 | 018 |
| Ø | 0668 | 0667 | 0669 | 0517 | 0518 | 0670 | 0672 | 0519 | 0520 | 0671 | 0673 | 0674 | 0676 | 0675 | 0677 | 0678 | 0681 | 0679 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Order Nr.: | AuFG 257F | AuFG 257 | AuFG 257C | AuFG 257F | AuFG 257G | AuFG 273 | AuFG 273F | AuFG 540C | AuFG 277 | AuFG 277F | AuFG 277 | AuFG 277C | AuFG 277F | AuFG 277G | AuFG 277X | AuFG 289 | AuFG 289 | AuFG 289C |
| SHANK | 018 | 023 | 023 | 023 | 023 | 012 | 012 | 008 | 018 | 018 | 023 | 023 | 023 | 023 | 023 | 010 | 012 | 012 |
| SHAPE | 018 | 023 | 023 | 023 | 023 | 012 | 012 | 008 | 018 | 018 | 023 | 023 | 023 | 023 | 023 | 010 | 012 | 012 |
| Ø | 0682 | 0680 | 0521 | 0522 | 0683 | 0684 | 0685 | 0702 | 0686 | 0688 | 0687 | 0523 | 0689 | 0524 | 0690 | 0691 | 0525 | 0693 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Order Nr.: | AuFG 289G | AuFG 289 | AuFG 289G | AuFG 290 | AuFG 290G | AuFG 290 | AuFG 290G | AuFG 290 | AuFG 298 | AuFG 299 | AuFG 465C | AuFG 545 | AuFG 545 | AuFG 546 | AuFG 546 | AuFG 546G | AuFG 546X | AuFG 546 |
| SHANK | 012 | 014 | 014 | 012 | 012 | 014 | 014 | 016 | 014 | 014 | 016 | 014 | 016 | 014 | 016 | 016 | 016 | 018 |
| SHAPE | 012 | 014 | 014 | 012 | 012 | 014 | 014 | 016 | 014 | 014 | 016 | 014 | 016 | 014 | 016 | 016 | 016 | 018 |
| Ø | 0682 | 0680 | 0521 | 0522 | 0683 | 0684 | 0685 | 0702 | 0686 | 0688 | 0687 | 0523 | 0689 | 0524 | 0690 | 0691 | 0525 | 0693 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Order Nr.: | TFG 109 | TFG 111 | TFG 111 | TFG 141 | TFG 172 | TFG 172 | TFG 172 | TFG 172 | TFG 173 | TFG 173 | TFG 173 | TFG 197 | TFG 197 | TFG 197 | TFG 198 | TFG 198 | TFG 198 | TFG 198 |
| SHANK | 012 | 012 | 014 | 012 | 014 | 016 | 018 | 025 | 014 | 016 | 018 | 014 | 018 | 025 | 014 | 016 | 018 | 025 |
| SHAPE | 012 | 012 | 014 | 012 | 014 | 016 | 018 | 025 | 014 | 016 | 018 | 014 | 018 | 025 | 014 | 016 | 018 | 025 |
| Ø | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 0529 | 0530 | 1500 | 1501 | 0531 | 1502 | 1503 | 0532 | 1504 | 1505 | 0535 | 1506 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Order Nr.: | TFG 237 | TFG 238 | TFG 239 | TFG 249 | TFG 249 | TFG 250 | TFG 250 | TFG 289 | TFG 290 | TFG 298 | TFG 299 |
| SHANK | 010 | 012 | 014 | 014 | 016 | 016 | 016 | 012 | 014 | 018 | 021 |
| SHAPE | 010 | 012 | 014 | 014 | 016 | 016 | 016 | 012 | 014 | 018 | 021 |
| Ø | 1509 | 1510 | 0535 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 0536 | 1517 |

| | | | | | | | |
|--------|------------|----------|-------------|------|--------|----------|---------|
| Grano: | Normal | X-Grueso | Grueso | Fino | X-Fino | U-Fino | UU-Fino |
| ~ [my] | ~ 80 - 120 | ~ 180 | ~ 120 - 135 | ~ 45 | ~ 35 | ~ 5 - 15 | ~ 2 - 4 |



HECHO EN ALEMANIA

Disponibles sólo en MDC DENTAL®
y Depósitos Dentales autorizados



Guadalajara (Matriz)
Industria del Plástico 2113
Frac. Industrial Zapopan, Norte
Zapopan, Jalisco, México.
mdc@dental.com.mx
+52 (33) 3833-0333

CDMX
Alzate 118, Eje 1 Norte
Col. Santa María de la Rivera
Delegación Cuauhtémoc
mdomex@dental.com.mx
+52 (55) 5547-4747

Estados Unidos
17800 S. Main St. 201
Gardena CA, USA 90248
customerservice@mdcdental.com
011 (310) 352 6980

/mdcdentaloficial

www.dental.com.mx

01 (800) 3637-800