

# SIMPLE, LIMPIO Y VERSÁTIL

## PANAVIA™ SA LUTING Multi



## OLVÍDATE DE LOS PRIMERS



**PANAVIA™ SA LUTING Multi** es un cemento de resina autoadhesivo radiopaco, de curado dual (fotopolimerizable y / o autopolimerizable), que libera flúor, para restauraciones de cerámica, resina compuesta y metal



**¡UNE DE MANERA SEGURA HASTA LA ZIRCONIA!**



Disponible en jeringa Automix (se combinan cantidades iguales de dos componentes a través de una punta mezcladora) o Handmix (se combinan cantidades iguales de dos componentes en una loseta mezcladora).



Gracias al monómero MDP y LCSi las características de PANAVIA SA LUTING MULTI son **SENCILLAS, LIMPIAS Y VERSÁTILES**



**DILE ADIÓS A LOS COMPLICADOS PROTOCOLOS DE CEMENTACIÓN Y SIMPLIFICA TU FLUJO DE TRABAJO**



El monómero LCSi original crea una fuerte unión química con la porcelana, el disilicato de litio y la resina compuesta.



El monómero MDP original crea una fuerte unión química con la aleación de metal, zirconia, esmalte y dentina.

La nueva química del monómero MDP y LCSi proporciona una alta fuerza de unión y elimina pasos adicionales...

**¡SIMPLIFICA TU FLUJO DE TRABAJO!**

## FÁCIL ALMACENAMIENTO, FÁCIL APLICACIÓN Y FÁCIL ELIMINACIÓN DEL EXCESO



Aplicar



Remover  
excedentes



Listo



Fácil aplicación



ALMACENAMIENTO A  
TEMPERATURA AMBIENTE  
**NO NECESITA REFRIGERACIÓN  
HASTA POR 3 AÑOS**


## Tonos disponibles



Universal (A2)



Blanco



Translúcido

## CONTÁCTANOS



Resto de la República  
01 (800) 3637-800

Guadalajara  
(33) 3833 0333

CDMX  
(55) 5547 4747



33 3020 9031



/mdcdentaloficial



info@dental.com.mx